


GENERAL POINTS

Calprotectin is a major protein found in the inflammatory cells such as neutrophil granulocytes. The incidence of inflammatory bowel disease is increasing and elevated levels of faecal calprotectin indicate the migration of neutrophils into the gut lumen. The calprotectin which is recognized as having a bacteriostatic and mycostatic activity is released and further secreted with stool. As the protein is resistant to degradation it has become a marker of choice to detect inflammatory bowel diseases such as Crohn's diseases or ulcerative colitis (which may need further surgery) and to discriminate them from the irritable bowel syndrome (which does not need invasive endoscopic procedures).

The CALPROTECTIN'ALERT® test is a fast and convenient immunological test for the detection of calprotectin in faeces when its concentration is exceeding 50 µg of calprotectin per gram of faeces.

PRESENTATION

The box contains the material necessary to perform a test:
1 sealed aluminium pouch containing:
- 1 test device
- 1 desiccant pouch
Only open the protection pouch after having collected the faeces sample. The desiccant bag should be discarded.
- 1 faeces collection paper strip.
- 1 sample dilution vial containing 3.5 mL of extraction solution.
- 1 leaflet.



Precautions

- This test is exclusively intended to be used in vitro diagnostic. External use only. DO NOT SWALLOW.
- Carefully read the instructions before performing the test. **The test is reliable assuming the instructions are carefully respected. Strictly respect the indicated number of drops of diluted sample to be added in the sample well of the test device and the reading time of result.**
- Store at +4°C to +30°C. Do not freeze the test.
- Do not use after the expiry date indicated on the label and the pouch. Do not use the test if the protective aluminium pouch is damaged.
- Do not re-use CALPROTECTIN'ALERT® test.
- Keep out of the reach of children.
- After use, all the components can be discarded in a dustbin.


Procedure

Before performing the test, a stool sample must be collected as indicated hereunder:

A- Sample collection


- Wash your hands with soap and rinse with clear water.

- The faeces should be collected using the special paper strip supplied in the box (image 1).
 - Unscrew the white cap of the sample dilution vial having the collection tip attached on it.
 - Collect the stool sample dipping the tip in 3 different places of the same stool sample (image 2).
 - Put the white cap containing the faeces sample back in place onto the dilution vial and screw it firmly (image 3).
- Shake the dilution vial for 10 seconds to re-suspend the faeces sample into the diluent.



B- Test procedure

- Open the protective pouch using the notches and take out the test device. Discard the small desiccant bag.
- Break the purple tip of the dilution vial (image 4); holding the dilution vial vertically, squeeze it to add 5 drops of diluted faeces sample into the sample well (image 5). Avoid air bubbles.



- Read the result of the test 10 minutes after addition of the sample on the test device. Do not interpret after 15 minutes.

MANUAL SELF-TEST CALPROTECTIN'ALERT® Self-test



Result interpretation

De sterkte, kleur of intensiteit in het testschermje heeft geen invloed op betekenis voor het testresultaat. T en C zijn afkortingen voor T (test) en C (controle).

1. Negative result

Only one coloured band appears on the control zone (C). The sample does not contain calprotectin or the concentration is lower than 50 µg/gr faeces.



2. Positive result

In addition of the control band (C), a clearly distinguishable band also appears on the test zone (T). The colour intensity of the lines may be different. The sample contains calprotectin at a concentration higher than 50 µg/gr faeces. You should consult a doctor.



3. Non valid result

If there is no distinct colour band visible in the control zone (C), the test is not valid. The test should be repeated using a new CAL-PROTECTIN'ALERT® and a new sample of faeces.



Questions and answers

How does CALPROTECTIN'ALERT® work?

The incidence of inflammatory bowel disease (such as Crohn's disease and ulcerative colitis) is increasing and many people only with irritable bowel syndrome have unnecessary invasive hospital investigations before their condition is diagnosed. Testing faecal calprotectin, a marker of intestinal inflammation, will lead to the detection of most people with irritable bowel syndrome reducing the need of these investigations as well as their associated risk of such investigations. The CALPROTECTIN'ALERT® allows the detection of faecal calprotectin when exceeding 50µg/gr of faeces thanks to the use of two monoclonal antibodies. One is fixed on the membrane (test line) and another one is fixed on mobile red gold particles to allow the appearance of a red line when calprotectin is present in the sample.

When can this test be performed?

CALPROTECTIN'ALERT® test can be performed when persistent (4 weeks or more) or recurrent (2 episodes in 6 months or more) abdominal pain or diarrhoea are occurring. Rectal bleeding, weight loss or anaemia may also increase the probability of intestinal inflammation. The test could be performed any time of the day. The test cannot be performed on liquid stool. You should therefore consult your doctor before performing the test in case of liquid faeces (diarrhoea etc.).

Can the result be incorrect?

The result is accurate as long as the instructions for use are carefully respected. Nevertheless, the result can be incorrect if the CALPROTECTIN'ALERT® test gets wet before performing the test, if faeces collecting steps are not correctly performed, if the sample is contaminated or if an incorrect number of drops is dispensed in the sample wells.

How to interpret the test if the colour and the intensity of the lines are different?

The colour and intensity of the lines have no importance for result interpretation. The lines should only be homogenous and clearly distinguishable.

Questions and answers

The test should be considered as positive whatever the colour intensity of the test line (T), weak or strong.

What is the line that appears under the mark C (Control) for?

When this line appears, it only means that the test was performing well.

If I read the result after 15 minutes, will the result be reliable?

No. The test should be read after 10 minutes and before 15 minutes after having added the diluted sample. The results are reliable up to 15 minutes.

What do I have to do if the result is positive?

If the result is positive, it means that the calprotectin is exceeding 50 µg/gr of faeces and that you should consult a practitioner. Then the practitioner will decide whether additional investigations should be performed.

What do I have to do if the result is negative?

If the result is negative, it means that the calprotectin concentration is below 50 µg/gr of faeces and that you are likely not suffering of intestinal inflammation. However, if the symptoms persist, it is recommended to consult your doctor.

What is the accuracy of CALPROTECTIN'ALERT®?

The CALPROTECTIN'ALERT® test is accurate. Evaluation report shows an overall result correlation of 95.4% (90.38 - 98.18) with reference method. Although this test is reliable, false positive or false negative results could be obtained.
*CI 95%: 95% confidence interval

Information on calprotectin and its clinical significance:

<https://www.larevuepraticien.fr/article/maladies-inflammatoires-chroniques-de-lintestin-0>
<https://www.calprotectin.co.uk/about-calprotectin/information-for-patients/>
<https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/63016>

Changes description

Changes type:

- N/A Not Applicable (creation)
- Technical change Addition, revision and/or removal of information related to the product.
- Administrative Implementation of non-technical changes noticeable to the end-user.

| Changes type | Changes description |
|--------------|--------------------------|
| Technical | Modification of accuracy |

Note: Minor typographical, grammar, spelling and formatting changes are not reported in the change details.



Rue de l'Expansion - ZAT du Loudeau - Cerisé
BP 181 - 61006 ALENCON Cedex (France)

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------|-------------|
| Distributeur: Quicktest Onlinezon AB Rönnowsgatan 8c 252 25 Helsingborg Zweden | | CE 0483 | |
| Read instructions before use | IVD For in vitro diagnostic use | Do not reuse | Expiry date |
| Store between +4° and +30°C | LOT Batch number | | |
| Manufacturer | | | |

MD- 630010 m3 c gb - Revised 2022/05

GÉNÉRALITÉS


La calprotectine est une protéine présente dans les cellules inflammatoires telles que les granulocytes neutrophiles. L'incidence des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) est en augmentation, et des taux élevés de calprotectine fécale indiquent la migration de neutrophiles dans la lumière intestinale. La calprotectine, qui est considérée comme ayant une activité bactériostatique et mycostatique, est libérée et excrétée plus loin avec les selles. Étant donné que cette protéine résiste à la dégradation, elle est devenue un marqueur clé pour détecter les maladies inflammatoires de l'intestin telles que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse (qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale) et pour les distinguer des maladies intestinales fonctionnelles (syndrome du côlon irritable), avec un intestin facilement irritable et hypersensible (qui ne nécessite pas de procédures endoscopiques invasives).

Le test CALPROTECTIN'ALERT® est un test immunologique rapide et pratique pour la détection de la calprotectine dans les matières fécales lorsque sa concentration dépasse 50 µg de calprotectine par gramme de selles.

Contenu :

L'emballage contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un (1) test:

- 1 sachet en aluminium scellé contenant 1 cassette de test et 1 sachet de dessiccant. Ouvrez le sachet de protection uniquement après avoir recueilli l'échantillon de selles. Le sachet de dessiccant doit être jeté (ne pas l'utiliser).
- 1 bande de prélèvement pour matières fécales.
- 1 flacon de diluant contenant 3,5 ml de solution d'extraction.
- 1 manuel.



Mises en garde et informations importantes

Remarque

- Ce test est destiné à un usage de diagnostic in vitro uniquement. Usage externe uniquement. NE PAS AVALER.
- Lire attentivement les instructions avant d'effectuer le test. **Le test est fiable à condition de suivre scrupuleusement les instructions. Respectez strictement le nombre spécifié de gouttes de diluant à ajouter dans le puits d'essai de la cassette de test ainsi que le temps de lecture du résultat.**
- À conserver entre +4 °C et +30 °C. Ne pas congeler le test.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration ou si le sachet en aluminium protecteur est endommagé.
- Ne pas réutiliser le test CALPROTECTIN'ALERT®.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.**
- Après utilisation, tous les composants peuvent être jetés avec les déchets résiduels.


NB. Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

Voici comment procéder

Avant de réaliser le test, un échantillon de selles doit être prélevé comme décrit ci-dessous :


A - Prélèvement d'échantillons

- Lavez-vous les mains soigneusement avec du savon et rincez-les à l'eau claire.
- Les selles doivent être collectées à l'aide de la bande de prélèvement spéciale incluse dans l'emballage (1).
- Dévissez le bouchon blanc du flacon de diluant auquel est fixé l'écouvillon de prélèvement.
- Prélever l'échantillon de selles en trempant la pointe à 3 endroits différents du même échantillon de selles (2).
- Remettez le bouchon blanc sur le flacon de diluant contenant l'échantillon de selles et vissez-le fermement (3). Agitez le flacon de dilution pendant 10 secondes pour mélanger l'échantillon de selles au diluant.



B - Réalisation du test

- Ouvrez le sachet de protection au niveau des encoches et sortez la cassette de test. Jetez le sachet de dessiccant.
- Romppez l'extrémité violette du flacon de dilution (4) ; tenez le flacon de dilution verticalement et pressez-le pour déposer 5 gouttes d'échantillon fécal dilué dans le puits d'essai (>) (5). Évitez les bulles d'air.



- Lisez le résultat au bout de 10 minutes. Ne pas interpréter après 15 minutes.

MANUEL AUTOTEST Autotest CALPROTECTIN'ALERT®



Lecture du résultat

La force, la couleur ou l'intensité des lignes dans la fenêtre de lecture n'a aucune influence ou signification pour la lecture du résultat. T et C sont les initiales de test et contrôle.

1. Résultat négatif

Une seule ligne de couleur s'affiche dans la zone de contrôle (C). L'échantillon ne contient pas de calprotectine ou sa concentration est inférieure à 50 µg/gramme de selles.



2. Résultat positif

Deux lignes de couleur. En plus de la ligne de contrôle (C), une ligne clairement perceptible apparaît également dans la zone de test (T). L'intensité de la couleur des lignes peut varier. L'échantillon contient de la calprotectine à une concentration supérieure à 50 µg/gramme de matières fécales. Vous devriez consulter un médecin.



3. Résultat non valide

S'il n'y a pas de ligne colorée dans la zone de contrôle (C), le test n'est pas valide. Il est recommandé de recommencer le prélèvement avec un nouveau test CALPROTECTIN'ALERT®.



Questions-réponses

Comment fonctionne le test ?

L'incidence des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, est en augmentation et de nombreuses personnes atteintes du syndrome du côlon irritable (SCI), dont les intestins sont facilement irritables et hypersensibles, doivent subir des examens hospitaliers inutiles avant que leur état ne soit diagnostiqué. Le dépistage de la calprotectine fécale, un marqueur des MICI, permettra de détecter davantage de personnes atteintes du SCI, ce qui réduira à la fois la nécessité de ces examens et les risques qu'ils comportent. CALPROTECTIN'ALERT® détecte la calprotectine fécale lorsqu'elle dépasse 50 µg/gramme de selles grâce à deux anticorps monoclonaux. L'un est fixé sur la membrane (ligne de test) et l'autre est fixé sur des particules d'or rouge en mouvement pour permettre l'apparition d'une ligne rouge lorsque la calprotectine est présente dans l'échantillon.

Quand le test doit-il être effectué ?

Le test CALPROTECTIN'ALERT® peut être réalisé en cas de douleurs abdominales ou de diarrhées persistantes (4 semaines ou plus) ou récurrentes (2 épisodes en 6 mois ou plus). Des saignements rectaux, une perte de poids ou une anémie peuvent également augmenter la probabilité d'une MICI. Le test peut être effectué à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le test ne peut pas être effectué sur des selles liquides. En cas de selles liquides (diarrhée, etc.), vous devez donc consulter votre médecin avant de faire le test.

Le résultat peut-il être erroné ?

Le résultat est correct si les instructions sont suivies scrupuleusement. Néanmoins, le résultat peut être incorrect si le test CALPROTECTIN'ALERT® est mouillé avant la réalisation du test, si les étapes de collecte des selles ne sont pas effectuées correctement, si l'échantillon est contaminé ou si un nombre incorrect de gouttes est déposé dans le puits d'essai.

L'intensité des lignes dans la fenêtre de lecture a-t-elle de l'importance ?

La force, la couleur ou l'intensité de la ligne de contrôle n'a aucune influence ou signification pour la lecture du résultat. Si vous pouvez distinguer une ligne, celle-ci doit être interprétée comme une ligne.

Questions-réponses

Que signifie la ligne qui apparaît à côté de C (contrôle) ? Lorsque cette ligne apparaît, cela signifie que le test a été effectué correctement.

Si je lis le résultat après 15 minutes, le résultat est-il fiable ?

Non. Le test doit être lu après 10 minutes et avant 15 minutes après que l'échantillon fécal dilué ait été déposé dans le puits d'essai. Le résultat est fiable jusqu'à 15 minutes.

Que dois-je faire si le test est positif ?

Si le résultat est positif, il a une forte probabilité que vous soyez atteint d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) et vous devez consulter un médecin. Ce dernier décidera si d'autres examens sont nécessaires.

Que dois-je faire si le résultat est négatif ?

Si le résultat est négatif, cela signifie qu'il est peu probable que vous souffriez d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI). Toutefois, si les symptômes persistent, il est très probable qu'ils soient dus à une maladie fonctionnelle de l'intestin (SII) et vous devez consulter un médecin. Ce dernier décidera si d'autres examens sont nécessaires.

Quelle est la précision de CALPROTECTIN'ALERT® ?

Le rapport d'évaluation réalisé sur le test CALPROTECTIN'ALERT® montre une sensibilité/fiabilité de 95,4% [90,38 - 98,18] par rapport à la méthode de référence. Bien que ce test soit fiable, des résultats faussement positifs ou faussement négatifs peuvent être obtenus. *IC 95 %. Intervalle de confiance à 95 %.

Informations sur la calprotectine et sa signification clinique :

<https://www.larevuepraticien.fr/article/maladies-inflammatoires-chroniques-de-lintestin-0>
<https://www.calprotectin.co.uk/about-calprotectin/information-for-patients/>
<https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/63016>

Description des changements

Type de changement :

- N/A Sans objet (création).
- Changement technique Ajout, révision et/ou suppression d'informations relatives au produit.
- Changement administratif Mise en œuvre de changements non techniques perceptibles par l'utilisateur final.

| Type de changements | Description du changement |
|---------------------|---------------------------|
| Technique | Changement de précision |

NB. Les modifications mineures d'ordre typographique, grammatical, orthographique et de format ne sont pas signalées dans le détail des changements.



Rue de l'Expansion - ZAT du Loudeau - Cerisé
BP 181 - 61006 ALENCON Cedex (France)

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Distributeur : Quicktest Onlinezon AB Rönnowsgatan 8c 252 25 Helsingborg Suède | | CE 0483 | |
| Lire les instructions avant utilisation | IVD Pour utilisation diagnostique in vitro | Ne pas réutiliser | Date d'expiration |
| À conserver entre +4° et +30 °C | LOT Numéro de lot | | |
| Fabricant | | | |

MD- 630010 m3 c se - Révisé en 05/2022



CALPROTECTIN'ALERT® Zelftest

Ref. 63084BI
Zelftest voor het detecteren van fecale calprotectine in verband met inflammatoire darmziekten.

ALGEMEEN


Calprotectine is een proteïne die in inflammatoire cellen voorkomt, zoals neutrofiële granulocyten. De inflammatoire darmziekte IBD (inflammatoiry bowel disease) komt steeds vaker voor en verhoogde concentraties van fecale calprotectine wijzen op een verplaatsing van neutrofielen naar het darmlumen. Calprotectine, die een bacteriostatische en mycostatische werking heeft, wordt vrijgegeven en met de ontlasting uitgescheiden. Aangezien deze proteïne afbraakresistent is, is het een belangrijke indicator om inflammatoire darmziekten te ontdekken, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (waarvoor een extra operatie nodig kan zijn), en om ze te onderscheiden van de functionele darmaandoening IBS (irritable bowel syndrome), met prikkelbare en overgevoelige darm (waarvoor geen invasieve endoscopische procedures nodig zijn).

De CALPROTECTIN'ALERT®-test is een snelle en comfortabele immunologische test om calprotectine in ontlasting te detecteren wanneer concentratie hoger is dan 50 µg calprotectine per gram ontlasting.

Inhoud:

De verpakking bevat al het benodigde materiaal één (1) test uit te voeren:

- 1 verzegeld aluminium zakje met 1 testcassette en 1 droogzakje. Maak het beschermzakje pas open nadat je het ontlastingsmonster hebt genomen. Het droogzakje kun je weggooien (wordt niet gebruikt).
- 1 proefstrip voor ontlasting.
- 1 flesje met verdunningsmiddel dat 3,5 ml extractieoplossing bevat.
- 1 handleiding.



Waarschuwinginstructies en belangrijke informatie

OPMERKING

1. Deze test is uitsluitend bedoeld voor in-vitrodiagnose. Alleen voor extern gebruik. NIET INSLIKKEN.
2. Lees de instructies nauwkeurig voordat je de test doet. **De test is betrouwbaar als de instructies nauwgezet worden gevolgd. Voeg nauwkeurig het aangegeven aantal druppels verdunningsmiddel toe via het testgaatje van de testcassette en wacht de aangegeven tijd om de uitslag af te lezen.**
3. Bewaren bij +4°C tot +30°C. De test niet laten bevriezen.
4. Niet gebruiken na de vervaldatum of als het beschermende aluminium zakje beschadigd is.
5. De CALPROTECTIN'ALERT®-test niet hergebruiken.
6. **Buiten het bereik van kinderen en dieren bewaren.**
7. Na gebruik kunnen alle onderdelen bij het restafval worden goedgeoid.


Opmerking – Lees voor gebruik de instructies nauwkeurig door.

Ga als volgt te werk

Voordat je de test doet, moet je een ontlastingsmonster nemen:


A – Monsterneming

1. Was je handen zorgvuldig met zeep en spoel ze af met schoon water.
2. Verzamel de ontlasting met de speciale proefstrip die in de verpakking (1) zit.
3. Draai de **witte** dop van het verdunningsflesje met het proefstaafje erop bevestigd.
4. Verzamel het ontlastingsmonster door de punt op 3 plaatsen in dezelfde ontlasting te houden (2).
5. Zet de **witte** dop met het ontlastingsmonster terug op het verdunningsflesje en draai het goed vast (3). Schud het verdunningsflesje 10 seconden lang om de ontlasting met het verdunningsmiddel te mengen.



B – Testmethode

1. Maak het beschermzakje bij de inkepingen open en neem de testcassette eruit. Gooi het droogzakje weg.
2. Breek de **paarse** de punt van het verdunningsflesje (4) af. houd het verdunningsflesje verticaal en knijp erin om 5 druppels verdunde ontlasting in het testgaatje (5) te doen (5). Vermijd luchtbelllen.



3. Lees na 10 minuten de uitslag af. Interpreteer de uitslag niet na 15 minuten.

Beschrijving van veranderingen

Veranderingstype:

- N/A Niet van toepassing (creatie).
- Technische verandering Aanvulling, herziening en/of verwijdering van informatie gerelateerd aan het product.
- Administratief Uitvoering van niet-technische veranderingen die merkbaar zijn voor de eindgebruiker.

| Type wijzigingen | Beschrijving van verandering |
|------------------|--------------------------------|
| Technisch | Verandering van nauwkeurigheid |

Opmerking – Minimale veranderingen op het gebied van typografie, grammatica, spelling of lay-out worden niet in de wijzigingsgeschiedenis gemeld.

VEDA-LAB
Rue de l'Expansion - ZAT du Loudeau - Cerisé
BP 181 - 61006 ALENCON Cedex (France)

Distributeur:
Quicktest Onlinezon AB
Rönnowsgatan 8c
252 25 Helsingborg
Zweden



| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|
| | Lees voor gebruik de instructies | | Voor in vitro diagnosegebruik | | Niet hergebruiken |
| | Bewaren tussen +4° en +30°C | | Batchnummer | | Vervaldatum |
| | Fabrikant | MD- 630010 m3 c se – Herzien in mei 2022 | | | |

HANDLEIDING ZELFTEST CALPROTECTIN'ALERT® Zelftest



quicktest.be

Resultaat aflezen

De sterkte, kleur of intensiteit in het testschermje heeft geen invloed of betekenis voor het testresultaat. **T** en **C** zijn afkortingen voor **T** (test) en **C** (controle).

1. Negatieve uitslag

Er is slechts één gekleurde streep zichtbaar in de controlezone (C). Het monster bevat geen calprotectine of de concentratie is lager dan 50 µg/gram ontlasting.



2. Positieve uitslag

Twee gekleurde strepen. Behalve de controlestreep (C) is er ook een duidelijk te onderscheiden streep in de rode testzone (T). De kleurintensiteit van de strepen kan variëren. Het monster bevat calprotectine in een hogere concentratie dan 50 µg/gram ontlasting. Raadpleeg een arts.



3. Ongeldig resultaat

Als er in de controlezone (C) geen gekleurde streep is, is de test ongeldig. Het is aan te raden de proefafname over te doen met een nieuwe CALPROTECTIN'ALERT®-test.



Vragen en antwoorden

Hoe werkt de test?

Inflammatoire darmziekten IBD (inflammatory bowel disease), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, komen steeds vaker voor. Veel personen met de functionele darmaandoening IBS (irritable bowel syndrome), d.w.z. een prikkelbare en overgevoelige darm, ondergaan onnodige invasieve onderzoeken in ziekenhuizen voordat ze een diagnose krijgen. Door op fecale calprotectine te testen, wat een indicator voor IBD is, kan IBS (prikkelbare darm) beter worden ontdekt, waardoor de behoefte aan zulke onderzoeken en hun risico's afnemen. CALPROTECTIN'ALERT® detecteert fecale calprotectine wanneer de concentratie hoger is dan 50 µg/gram ontlasting door twee monoclonale antistoffen. De ene is gefixeerd op het membraan (teststreep) en de andere is gefixeerd op beweegbare rode goudpartikels zodat er een rode streep kan verschijnen wanneer het monster calprotectine bevat.

Wanneer moet de test worden uitgevoerd?

De CALPROTECTIN'ALERT®-test kan worden uitgevoerd buikpijn of diarree die aanhoudt (4 weken of meer) of terugkeert (2 keer per 6 maanden of meer). Ook bij rectale bloedingen, gewichtsverlies of anemie (bloedarmoede) kan het risico op darmontsteking (IBD) toenemen. Je kunt de test op elk moment van de dag doen. Vloeibare ontlasting is ongeschikt voor de test. Raadpleeg daarom je arts voordat je de test doet bij vloeibare ontlasting (diarree e.d.).

Kan de uitslag onjuist zijn?

De uitslag is correct als je de instructies nauwgezet volgt. Desondanks kan het resultaat onjuist zijn als de CALPROTECTIN'ALERT®-test nat wordt voordat je de test doet, als je de stappen bij het verzamelen van ontlasting niet correct volgt, als het monster verontreinigd is of als je niet het juiste aantal druppels in het testgaatje doet.

Is de intensiteit van de strepen in het testschermje van betekenis?

De sterkte, kleur of intensiteit van de controlestreep heeft geen invloed of betekenis voor het testresultaat. Elke streep die je kunt onderscheiden, moet je als een streep interpreteren.

quicktest.
YOU DESERVE TO KNOW

